



Seko Cure

توصیف :

محصول Seko Cure مایعی است سفیدرنگ که از تبخیر سریع آب بتن جلوگیری می‌نماید و سبب می‌گردد سیمان موجود در بتن در مدت زمان بیشتری هیدراته شود.

ویژگی :

- خطرات ناشی از ترک خوردن سطحی بتن را به حداقل می‌رساند .
- انقباض (Shrink) ناشی از تبخیر آب موجود در بتن تقلیل می‌یابد.
- از پودر شدن سطح بتن جلوگیری می‌نماید.
- در گیرش مطلوب سیمان مؤثر بوده و نفوذپذیری بتن را کاهش می‌دهد.
- مقاومت بتن را در مقابل یخ‌بندان و یخ‌زدگی‌های بعدی افزایش می‌دهد.
- نیازی به پوشاندن بتن با الیاف کنفی و یا پلاستیک نیست.
- رنگ سفید آن در انعکاس نور خورشید اثری مستقیم خواهد داشت.

محل‌های مصرف :

- کانال‌های آب
- بتن‌ریزی در وسعت زیاد
- بتن‌ریزی در دمای بالا
- قطعات پیش‌ساخته بتنی
- و سایر سازه‌های بتنی

روش مصرف :

مایع Seko Cure به روش پاشش و یا با قلم موئی در یک و یا دو قشر روی سطح بتن سازه و بلافاصله پس از گیرش ابتدائی بتن اجرا می‌گردد.

میزان مصرف :

نوع سطح مورد استفاده ، دمای منطقه ، ساختار سازه ، میزان وزش باد و عوامل دیگر در میزان مصرف Seko Cure مؤثر بوده و بطور معمول هر کیلوگرم ۳ الی ۵ مترمربع و در صورت کاربرد در قشر دوم ۶ الی ۸ مترمربع را پوشش خواهد داد.

بسته‌بندی :

ظروف پلاستیکی ۲۰ و ۲۱۰ کیلوگرمی .

انبارش :

Seko Cure را نباید در محیطهای با دمای ۴ درجه سانتیگراد به پائین و یا ۳۰ درجه سانتیگراد به بالا انبار نمود. همچنین از نگهداری آن در ظروف فلزی غیر گالوانیزه هم احتراز شود. در صورت رعایت نکات فوق میتوان این کالا را برای مدت ۱۲ ماه نگهداری نمود.

اطلاعات فنی :

شکل ظاهری	مایع
رنگ	سفید
وزن حجمی	۱/۰ در ۲۰ درجه سانتیگراد
ویسکوزیته	۵CP در ۲۰ درجه سانتیگراد
دمای انجماد	۴ درجه سانتیگراد
دمای اشتعال	۶۲ درجه سانتیگراد
محدودیت دمای زمان اجرا	در دمای ۴ درجه سانتیگراد و پائین تر مصرف نشود.

پشتیبانی فنی:

بخش فنی این کلینیک آمادگی دارند تا ضمن بازدید از سایت اجرایی پاسخگوی سوالات فنی شما باشند. این سرویس جهت مهندسی مشاور و شرکتهای ساختمانی رایگان میباشد.

داده‌های ارائه شده توسط این کلینیک بر اساس تجربیات و نتایج آزمایشگاهی و بهترین دانش ماست و چون شرایط کارگاهی تحت نظارت ما نمی‌باشد تعهدی برای شرکت بدنبال نمی‌آورد

No.24 , Aliakbar(12) St, Kaj Sq,
Saadatabad Blvd, Tehran
19986-13339 IRAN
Tel: +9821 22389001-7
Fax: +9821 22389008
URL: www.clinic-iran.com

تهران - سعادت آباد - میدان کاج
کوچه علی اکبر (۱۲) - پلاک ۲۴
تلفن: ۲۲۳۸۹۰۰۱-۷
فاکس: ۲۲۳۸۹۰۰۸
پست الکترونیک: info@clinic-iran.com